



OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS
OCUTEARS

Használati utasítás

Tartósítószer-mentes műkönyv szemcsepp

Mi az Ocutears® Hydro+, és mire való?

Az Ocutears® Hydro+ egy síkosító szemcsepp, aminek alapösszetevője magas koncentrációjú keresztkötött nátrium hialuronát (0,2%), és a szemszárazság panaszainak, a szem kellemetlen érzéseinek enyhítésére, valamint a szaruhártya védelmére alkalmazható.

A termék steril és tartósítószer-mentes.

A keresztkötött nátrium-hialuronátnak köszönhető magas viszkoelaszticitás nagyfokú nedvesítést és hosszú szemfelszíni jelenlétet tesz lehetővé, miáltal hosszan tartó enyhülést biztosít a szemszárazság tüneteire, mint az égő, szűrő, dörzsölő érzés, vagy a fáradt, elnehezülő vagy könnyező szemek.

Az Ocutears® Hydro+ javallott:

- a szemszárazság tüneteinek és a szem kellemetlen érzéseinek enyhítésére, és könnypótlóként a szaruhártya védelmére, hosszan tartó nedvesítést biztosítva.
- kontaktlencse viselése mellett is alkalmazható szemfelszíni síkosítás céljából.

Az Ocutears® Hydro+ használata hasznos:

- ha tartósan ki van téve napfénynek,
- légkondicionált helységekből való hosszabb tartózkodás esetén;
- hosszan tartó számítógép használat esetén, illetve
- tisztítószerekkel való érintkezések előtt és után.

Az Ocutears® Hydro+ a szemműtétet követő, a szemet érintő kellemetlen érzést is enyhítheti.

Hogyan kell használni az Ocutears® Hydro+ szemcseppet?

Cseppentsen 1-2 cseppet mindkét szembe naponta egyszer vagy többször, a kezelőorvosa vagy a gyógyszerész javaslatának.

A tartály felnyitása előtt mosson kezet, és ügyeljen a higiéniára az alkalmazás közben.

10 ml-es tartály:

1) Az első használatot megelőzően a dezsmazárát húzva távolítsa el azt teljesen.	
2) A palackot finoman nyomva cseppentsen 1 cseppet a szemébe.	
3) Zárja vissza szorosan a palackot használat után.	

A termék első alkalmazása előtt figyelmesen olvassa végig a teljes betegtájékoztatót.

Őrizze meg a betegtájékoztatót; a későbbiekben még szüksége lehet rá, hogy újra elolvassa.

Ha bármilyen további kérdése lenne, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ha a tünetek továbbra is fennállnak, vagy önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, keresse fel kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Egyadagos tartály:

1) Az egyadagos tartályokból álló szettből tépje le egyet.	
2) A kupak elfordításával nyissa ki a tartályt.	
3) A tartályt finoman nyomva cseppentsen 1 cseppet a szemébe.	
4) A tartályban maradt terméket a használatot követően dobja ki.	

Figyelmeztetések:

- Ne használja a terméket, ha allergiás vagy túlérzékeny az összetevők bármelyikére;
- 10 ml-es tartályt a felnyitástól számított 90 napon belül fel kell használni; míg az egyadagos tartályt a felnyitás után azonnal fel kell használni, és használat után kidobni.
- Ne használja a terméket a csomagoláson feltüntetett lejárati idő után;
- Ne használja a terméket, ha a csomagolás sérült;
- Hőtől, napfénytől, nedvességtől óvva és gyermekektől elzárva tartandó;
- Külsőleg használandó;
- Ügyeljen arra, hogy a cseppentő ne érintkezzen a szemével;
- A terméket 25 °C alatt kell tárolni. Nem szabad fagyaszteni;

Összetétel:

Kesztyűkötött nátrium-hialuronát 0,2%, dinátrium-tetraborát-dekahidrát, bórsav, nátrium-klorid, injekcióhoz való víz.

Kiszerezések: 10 ml-es tartály (PFMD), 0,35 ml x 15 db egyadagos tartály, 0,35 ml x 5 egyadagos tartály (áruminta)

További információkért forduljon orvosához vagy a helyi Santen irodához a www.santen.eu weboldalon.



Santen

Betegtájékoztató frissítve: 2021. július

OFFHEALTH S.p.A.,
Via Giovanni Paisiello 10,
50144 Firenze, Olaszország

Gyártási dátum	Gyártó	Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.	Napfénytől távol tartandó!	Aszeptikus feldolgozási technikákkal sterilizálva	Gyártási tétel száma
Lejárati dátuma	Olvassa el a használati utasítást!	Ne használja újra!	Ne használja fel, ha a csomagolás sérült!	Száraz helyen tartandó.	Orvos-technikai eszköz



MARVACO OY
SAVIPAJAKATU 10,
FIN-28610 **PORI**, FINLAND
repro@marvaco.fi
marvaco.fi • marvaco.se

26.04.2022

Proof No. 7

Santen

Part No: CAW-5127-01

Leaflet Ocuteas Hydro+

Item No: 018756, 018757

Dimensions: 130x360 mm

Fonts/Size:
Helvetica Neue 9-16 pt

Country: HU

Component code:
018774

Colors:



Black



Technical

PLEASE, CHECK THE SPOT COLORS FROM PANTONE® COLOR GUIDE.